

Introductie

Beste klant,

Lees deze instructies aandachtig voordat u deze hartslagband gebruikt. U krijgt belangrijke informatie over het gebruik en de veiligheid van uw borstband.


Let op de volgende voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de hartslagband.

Met de hartslagborstband worden uw hartslagsignalen draadloos overgebracht naar de ontvangende terminal als polshorloge, lichaamsbeweging computer, etc. waarbij de hartslag uitlezing zal geven. Deze meting is nauwkeurig en goed voor anti storing. De lage frequentie geldt voor transmissie en milieu vriendelijke materialen. Het water bestendige ontwerp zal bescherming bieden tegen zweet tijdens uw oefening.

Kenmerken

1. De zendfrequentie is 5.3K HZ en is compatibel met POLAR.
2. De transmissie afstand is 90 cm.
3. Batterij: 1pcs CR2032. De batterijduur is 10 maanden bij gebruik van 1 uur per dag.

Bestanddelen



- A. Sensor B. Connection Belt C. Zender
D. Batterij Behuizing E. Elastische band

Het dragen van de borstband

Steek het ene uiteinde van E (elastische band) in het gat van de B (Connection Belt), draai vervolgens de elastische band passend in de opening en druk op het verbindings deel. Laat de C (sensor) je borst nauw raken bij het dragen van de hartslagband. Steek dan het andere einde van E (elastische band) in het andere gat van B (Connection Belt). Pas de elastische riem aan voor strak dragen van de gordel. Houdt u er rekening mee dat de A positie (sensor) de rechter en linker ventrikel huid nauw moet raken.

Opmerking: U kan nu controleren of u de borstband correct draagt:

1. De zender loopt parallel aan de vloer.
2. Beide sensoren raken nauw de huid van de rechter en linker hartkamer.

Batterij vervangen

Met een geschikt formaat knoopbatterij, draai de batterijdeksel van de hartslagband, plaats de batterij met "+" teken naar boven. Verzegel het batterijcompartiment met de deksel en draai dicht.

Opmerking:

1. De borstband zou de polsslag onnauwkeurig kunnen testen als de borsthuid te droog is. Dan kunt u de A (sensor) vochtig maken en opnieuw de polsslag testen
2. Mogelijk kan de sensor de hartsignalen niet detecteren als het borsthaar te dicht is. Draag de borstband weg van dicht haar indien mogelijk.

WAARSCHUWING:

Voordat u begint met trainen of een oefenprogramma, raadpleeg eerst uw arts. Dit is vooral belangrijk voor personen ouder dan de leeftijd van 35 jaar of mensen met gezondheidsproblemen. LEES ALLE instructies alvorens de hartslagborstband wordt gebruikt. VirtuFit neemt geen verantwoordelijkheid voor geleden letsel of materiële schade door HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.